

BỆNH VIỆN TRẺ EM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 885 /BVTE-KD

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

V/v đề nghị công ty báo giá sinh phẩm
chẩn đoán invitro

Kính gửi: Các đơn vị/Các nhà cung cấp sinh phẩm chẩn đoán invitro.

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng là Bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cao nhất của thành phố Hải Phòng. Hiện tại, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm các sinh phẩm chẩn đoán invitro nhằm đáp ứng và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, chi tiết danh mục cần mua sắm tại Phụ lục 01 đính kèm.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng thực hiện cung cấp các sinh phẩm chẩn đoán invitro nêu trên gửi hồ sơ báo giá và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, bao gồm các tài liệu sau:

1. Đăng ký kinh doanh (hoặc tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế);
2. Bảng báo giá theo mẫu tại Phụ lục 02.
3. Tài liệu chứng minh sản phẩm mà công ty báo giá đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ;
4. Catalog; cấu hình tính năng kỹ thuật.

Hồ sơ có dấu sao y và đánh số theo số thứ tự hoặc mã hàng hóa (theo Phụ lục 01).

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác và thông tin phản hồi từ Quý Công ty, Công ty trả lời Bệnh viện trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bệnh viện đăng tải trên trang cổng thông tin của Bệnh viện.

Mọi sự phản hồi xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó trưởng khoa Dược, số điện thoại: 0914450483 hoặc email: cungungvthcbvte@gmail.com.

Bệnh viện trân trọng cảm ơn Quý công ty!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KD, TCKT, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN TRẺ EM
BSCKH. Trần Minh Cảnh

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 885 /BVTE-KD ngày 26 /6/2023 của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng)

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Hãng sản xuất hoặc tương đương	Nước sản xuất hoặc tương đương	Số lượng dự trữ	Ghi chú
1	MICOG-502 (2503A2)	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2	Test nhanh là loại test kháng nguyên covid-19. Dịch mẫu: dịch tỵ hầu hoặc dịch mũi. Độ nhạy: $\geq 80\%$. Độ đặc hiệu: $\geq 97\%$. Dung dịch đệm tặng kèm theo test là loại đóng gói cho từng test	Test	Medicon	Việt Nam	2000	
2	R0194C	Test nhanh chẩn đoán Rota virus	Phát hiện kháng nguyên Rotaviruts trong mẫu phân người - Độ nhạy tương quan: 100% , Độ đặc hiệu tương quan: 97,2% - Mẫu thử phân người - Thành phần Test thử: Cộng hợp vàng kháng thể kháng virus Rota #1 kháng thể IgY gà - Vạch kết quả kháng thể kháng Virus Rota #2 - Vạch chứng kháng thể dê kháng IgG gà	Test	CTK	Mỹ	800	
3	TFO-602	Kit thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân người	Khay thử dùng để định tính phát hiện sự có mặt của máu ẩn trong phân của người. Độ nhạy tương quan: 93,6% (89,6%-96,5%). Độ đặc hiệu tương quan: 99,1% (98,2%-99,6%). Độ chính xác: 97,95% (96,92%-98,71%). Khoảng tin cậy 95%. Sản phẩm sử dụng một lần	Test	ABON Biopharm (Hangzhou) Co., Ltd	Trung Quốc	300	
4	R0063C	Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên (NS1) virus sốt xuất huyết	Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag(Ns1) Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Ngưỡng phát hiện: 0,25ng/ml. Độ nhạy tương quan: 100%. Độ đặc hiệu tương quan: 99.6%. Thành phần: Vùng cộng hợp: Kháng thể chuột kháng Dengue Ag. Vạch kết quả: Kháng thể thỏ kháng Dengue Ag. Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột. Không phản ứng chéo với mẫu phẩm Malaria, HIV, HCV, HAV, HBV, TB....	Test	CTK	Mỹ	2400	

Handwritten signature



Handwritten mark

5	R0061C	Định tính phát hiện các kháng thể IGG/IGM kháng Dengue	Định tính phát hiện các kháng thể kháng vi rút Dengue(IgG/IgM). Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Vạch IgG: Độ nhạy tương quan: 97.3%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.3% Vạch IgM: Độ nhạy tương quan: 96.9%, Độ đặc hiệu tương quan: 98.9%. Vùng cộng hợp: Kháng nguyên Dengue(A2302) tái tổ hợp kháng kháng nguyên Dengue(A2313)tái tổ hợp&IgG thỏ. Vạch kết quả M: Kháng thể chuột kháng IgM người. Vạch kết quả G: Kháng thể chuột kháng IgG người. Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG thỏ. Không phản ứng chéo với mẫu phẩm HAV, HBV, HCV, HIV, H.pylori...	Test	CTK	Mỹ	450	
6	ISY-U401	Kit thử nhanh phát hiện kháng thể xoắn khuẩn giang mai IgM, IgG, IgA	Que thử dùng để định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể IgG & IgM anti-TP trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy tương quan: 99,5% (98,1%-99,9%). Độ đặc hiệu tương quan: 99,8% (98,9%-100,0%). Độ chính xác: 99,7% (99,0%-99,9%). Khoảng tin cậy 95%	Test	ABON Biopharm (Hangzhou) Co., Ltd	Trung Quốc	30	
Tổng cộng: 06 khoản								

PHỤ LỤC 02
MẪU THÔNG TIN CHÀO GIÁ

(Đính kèm Công văn số /BVTE-KD ngày /6/2023 của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng)

Các thông tin cơ bản trong bảng báo giá:

stt	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã có VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Mã kê khai	Giá kê khai	Phân loại trang thiết bị	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tổng cộng:.....												

Chữ ký

